


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Camkii Pour Wb Et Elisa - Q9Uqm7/Q13554/Q13557/Q13555

Numéro d'article: CM0006696



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant CaMKII (CAMK2A/B/D/G), validé pour WB et ELISA. Reconnaît les isoformes humaines, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la plasticité synaptique, de la signalisation calcique et de l'activité kinase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CaMKII
Remarques/Alias	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CaMKII
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	815/816/817/818
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 200-300 de la CaMKII humaine (NP_741960.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UQM7/Q13554/Q13557/Q13555
Poids de la protéine	54kDa/72kDa/56kDa/62kDa
Expédition	Sachet de glace