


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Camkii Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13554

Numéro d'article: CM0003055



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant CaMKII bêta (CaMKII, CAMK2, CAMKB) (Q13554) pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche en neurosciences et sur le muscle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CaMKII Rabbit mAb
Remarques / Alias	CAM2 ; CAMK2 ; CAMKB ; MRD54 ; CaMKIIbeta ; CaMKII
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	816
GeneID	816
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 550 et 650 de la protéine humaine CaMKII (Q13554)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13554
Poids de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac isothermique avec glace