


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Camkii Pour Wb Et Elisa - Q13554

Numéro d'article: CM0020344



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CaMKII validé pour WB et ELISA, réactif avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible la sous-unité bêta de CaMKII, impliquée dans la plasticité synaptique et la signalisation calcique. Immunogène recombinant, 73 kDa. Convient à la recherche en neurosciences et sur les muscles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-CaMKII
Remarques/Alias	CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CaMKII
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	816
ID du gène	816
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q13554
Poids moléculaire de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac réfrigérant