


Anticorps Polyclonal Anti-Camkk1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5S9

Numéro d'article: CM0023705



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CAMKK1 validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA sur des échantillons humains et murins. Idéal pour étudier la signalisation des kinases dépendantes du calcium/calmoduline et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAMKK1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAMKKA ; CAMKK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84254
GeneID	84254
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 399-520 de la protéine CAMKK1 humaine (NP_757344.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8N5S9
Poids protéique	56 kDa
Expédition	Sac de glace