


Anticorps Polyclonal Anti-Camkk2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Rr4

Numéro d'article: CM0029280



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CAMKK2 humain, validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte le CAMKK2 humain et murin, une kinase dépendante du calcium/calmoduline impliquée dans la signalisation neuronale et l'activation de l'AMPK. Convient pour la recherche en neurosciences et en signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin CAMKK2
Remarques/Alias	CAMKK ; CAMKKB ; CAMKK2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	10645
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du CAMKK2 humain (NP_006540.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96RR4
Poids moléculaire de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace