

Anticorps Polyclonal Anti-Camkv Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ncb2

Numéro d'article: CM0023022

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine CAMKV (protéine associée aux vésicules de type kinase CaM) pour le Western blot (WB), l'immunofluorescence (IF/ICC) et l'ELISA. Détecte la CAMKV humaine, murine et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAMKV Rabbit pAb
Remarques/Alias	1G5; VACAMKL; CAMKV
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	79012
ID de gène	79012
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-285 de la CAMKV humaine (NP_076951.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NCB2
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace