

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Camlg Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49069

Numéro d'article: CM0015760



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CAMLG humain (CAML/GET2), un médiateur clé de l'insertion des protéines à ancrage terminal et de la signalisation calcique. Convient aux analyses WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAMLG Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAML ; GET2 ; CDG2Z ; CAMLG
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	819
ID du gène	819
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 190 de CAMLG humain (NP_001736.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P49069
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace