


Anticorps Polyclonal Anti-Camp Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P49913

Numéro d'article: CM0023295



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le CAMP humain (peptide antimicrobien cathélicidine, LL37), validé pour le WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Pour la recherche sur l'immunité innée et les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb Lapin CAMP
Remarques/Alias	LL37 ; CAP18 ; CRAMP ; HSD26 ; CAP-18 ; FALL39 ; FALL-39 ; CAMP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	820
GeneID	820
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-170 du CAMP humain (NP_004336.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P49913
Poids Moléculaire Protéique	19kDa
Expédition	Sac de glace