


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Camp Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49913

Numéro d'article: CM0006169



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CAMP de haute qualité pour la détection de la cathelicidine peptidique antimicrobienne humaine (LL-37/hCAP-18). Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Poids moléculaire estimé : 19 kDa. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et les peptides antimicrobiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAMP Rabbit mAb
Remarques / Alias	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	820
GeneID	820
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 71 et 170 de la protéine CAMP humaine (NP_004336.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humaine
SWISS	P49913
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac isotherme