


Anticorps Polyclonal Anti-Camsap1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q5T5Y3

Numéro d'article: CM0019374



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CAMSAP1 humain, validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour l'étude de l'organisation des extrémités moins des microtubules et de la croissance des neurites.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin CAMSAP1
Remarques/Alias	CDCBM12 ; CAMSAP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	157922
Identifiant du gène	157922
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-650 du CAMSAP1 humain (NP_056262.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5T5Y3
Poids moléculaire de la protéine	178 kDa
Expédition	Sac de glace