


Anticorps Polyclonal Anti-Cand1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Vp6

Numéro d'article: CM0016049



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CAND1 humain (TIP120/TIP120A), validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte le CAND1 dans des échantillons humains, murins et de rat. Convient pour la recherche sur le système ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAND1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TIP120 ; TIP120A ; CAND1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55832
GeneID	55832
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 750-980 du CAND1 humain (NP_060918.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86VP6
Poids moléculaire protéique	136 kDa
Expédition	Sac de glace