

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cand2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75155

Numéro d'article: CM0019967



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CAND2 humain, adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude des complexes ligases d'ubiquitine et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAND2 Lapin pAb
Remarques/Alias	Tp120b; TIP120B; CAND2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	23066
ID de gène	23066
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 850-1000 du CAND2 humain (NP_001155971.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75155
Poids de la protéine	135kDa
Expédition	Sac de glace