

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cant1 Pour Wb Et Elisa - Q8Wvq1

Numéro d'article: CM0025287



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le CANT1 humain (nucléotidase 1 soluble activée par le calcium), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Idéal pour étudier le métabolisme des nucléotides dépendant du calcium et la synthèse des protéoglycanes dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CANT1
Remarques/Alias	DBQD; EDM7; DBQD1; SCAN1; SHAPY; SCAN-1; CANT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	124583
GeneID	124583
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 62-231 du CANT1 humain (NP_620148.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8WVQ1
Poids protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace