


## Anticorps Polyclonal Anti-Cap1 Pour Wb, Elisa - Q01518

Numéro d'article: CM0018125



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre CAP1 (Swiss-Prot Q01518) validé pour Western blot (WB) et ELISA sur échantillons humains. Cible la protéine 1 associée à l'adénylyl cyclase, un régulateur clé de la dynamique de l'actine et de la polarité cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | CAP1 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Remarques / Alias    | CAP; CAP1-PEN; CAP1                                                                                                       |
| Espèce               | Humain                                                                                                                    |
| ID du gène (Humain)  | 10487                                                                                                                     |
| ID du gène           | 10487                                                                                                                     |
| Immunogène           | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la CAP1 humaine (NP_006358.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                     |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                     |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                    |
| SWISS                | Q01518                                                                                                                    |
| Poids de la protéine | 52 kDa                                                                                                                    |
| Expédition           | Sac isotherme                                                                                                             |