


Anticorps Monoclonal Anti-Cap1 De Lapin Pour Wb, Elisa - Q01518

Numéro d'article: CM0011164



Introduction

Anticorps monoclonal anti-CAP1 de lapin validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine CAP1 humaine (~52 kDa). Soutient la recherche sur la dynamique de l'actine, la polarité cellulaire et la localisation de l'ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAP1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CAP; CAP1-PEN; CAP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	10487
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q01518
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace