


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Capg (Validé Par Ko) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P40121

Numéro d'article: CM0030303



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO dirigé contre la protéine de coiffage des macrophages (CAPG) humaine. Convient pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de la dynamique de l'actine et de la fonction des macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] pAb de lapin anti-CAPG
Remarques/Alias	MCP ; AFCP ; HEL-S-66 ; PG
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	822
Identifiant du gène	822
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-348 de la CAPG humaine (NP_001738.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40121
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace