

Anticorps Polyclonal Anti-Capn10 Pour Wb, Elisa - Q9Hc96

Numéro d'article: CM0028761

Introduction

CAPN10 Lapin pAb est un anticorps polyclonal produit contre la protéine CAPN10 humaine recombinante. Adapté pour le WB et l'ELISA, il détecte la calpaïne-10 humaine, une protéase régulée par le calcium impliquée dans la capture du glucose et le diabète de type 2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAPN10 Lapin pAb
Remarques/Alias	CANP10 ; NIDDM1 ; CAPN10
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	11132
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de CAPN10 humain (NP_075571.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9HC96
Poids moléculaire de la protéine	75 kDa
Expédition	Sac de glace