

Anticorps Polyclonal Anti-Capn3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P20807

Numéro d'article: CM0017813



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CAPN3 humain (calpaïne-3/p94) pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la protéolyse musculaire et la dystrophie musculaire des ceintures.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAPN3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	p94 ; CANP3 ; LGMD2 ; nCL-1 ; CANPL3 ; LGMD2A ; LGMDD4 ; LGMDR1 ; CAPN3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	825
GeneID	825
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 du CAPN3 humain (NP_775111.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P20807
Poids protéique	94 kDa
Expédition	Sac de glace