

Anticorps Polyclonal Anti-Capn5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O15484

Numéro d'article: CM0030584



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CAPN5 humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient à l'étude de la fonction de la calpaïne et des maladies rétinienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAPN5 Lapin pAb
Remarques/Alias	VRNI; ADNIV; HTRA3; nCL-3; CAPN5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	726
GeneID	726
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 361-640 du CAPN5 humain (NP_004046.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15484
Poids de la protéine	73kDa
Expédition	Sac de glace