


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Capn7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6W3

Numéro d'article: CM0019784



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CAPN7 humain, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Validé sur humain, souris et rat. Idéal pour l'étude de la thiol-protéase régulée par le calcium dans le noyau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAPN7 Lapin pAb
Remarques/Alias	PALBH; CALPAIN7; CAPN7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23473
GeneID	23473
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-220 du CAPN7 humain (NP_055111.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6W3
Poids moléculaire	93kDa
Expédition	Sac de glace