

Anticorps Polyclonal Anti-Capn9 Pour Ihc-P, Elisa - O14815

Numéro d'article: CM0021883



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CAPN9 humaine (calpaïne-9, nCL-4), validé pour l'immunohistochimie (paraffine) et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur les protéases spécifiques de l'estomac.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAPN9 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GC36 ; nCL-4 ; CAPN9
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10753
ID du gène	10753
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 391-690 de la CAPN9 humaine (NP_006606.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O14815
Poids de la protéine	79 kDa
Expédition	Sac de glace