

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Capn9 Pour Wb, Elisa - O14815

Numéro d'article: CM0014714



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-CAPN9 pour WB, ELISA. Reconnaît le CAPN9 humain, souris et rat, une calpaïne spécifique du tractus digestif (nCL-4) impliquée dans la protéolyse régulée par le calcium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAPN9 Lapin pAb
Remarques/Alias	GC36; nCL-4; CAPN9
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10753
ID de gène	10753
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 391-690 du CAPN9 humain (NP_006606.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14815
Poids moléculaire	79kDa
Expédition	Sac de glace