


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Caprin2 Pour Wb, Elisa - Q6Imn6

Numéro d'article: CM0022291



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CAPRIN2 de haute qualité, validé pour WB et ELISA. Détecte la CAPRIN2 humaine et de rat (EEG1, C1QDC1), un régulateur clé de la signalisation Wnt et du métabolisme de l'ARN. Idéal pour la recherche sur le cancer, la neurobiologie et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CAPRIN2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	EEG1; EEG-1; C1QDC1; RNG140; CAPRIN2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	65981
GeneID	65981
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q6IMN6
Poids de la protéine	126 kDa
Expédition	Sac de glace