

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Capza1 Pour Wb, Elisa - P52907

Numéro d'article: CM0026630



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CAPZA1 validé pour WB et ELISA. Il reconnaît la CAPZA1 humaine, de souris et de rat, la sous-unité alpha-1 de la protéine de coiffe de l'actine F, impliquée dans la dynamique des filaments d'actine et les jonctions cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAPZA1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CAPZ; CAZ1; CAPP1; CAPZA1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (humain)	829
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 286 de la CAPZA1 humaine (NP_006126.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52907
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace