

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Capza2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P47755

Numéro d'article: CM0021778

### Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-CAPZA2 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le CAPZA2 humain et de souris, une protéine de coiffage de l'actine F. Convient pour la recherche sur le cytosquelette d'actine et sa dynamique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | CAPZA2 Lapin pAb                                                                                                            |
| Remarques/Alias    | CAPZ; CAPPA2; CAPZA2                                                                                                        |
| Espèce             | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)    | 830                                                                                                                         |
| GeneID             | 830                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-286 du CAPZA2 humain (NP_006127.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                       |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité croisée | Humain, Souris                                                                                                              |
| SWISS              | P47755                                                                                                                      |
| Poids moléculaire  | 33kDa                                                                                                                       |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                |