

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Capzb Pour Wb, If/Icc, Elisa - P47756

Numéro d'article: CM0027981



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CAPZB, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la sous-unité bêta de la protéine de coiffure de l'actine F humaine, murine et ratine (31 kDa). Idéal pour la recherche sur le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAPZB Lapin pAb
Remarques/Alias	CAPB; CAPZ; CAPPB; CAPZB
Espèce	Humain
GeneID	832 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-272 de CAPZB humaine (NP_004921.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P47756
Poids moléculaire	31kDa
Expédition	Sac de glace