


Anticorps Polyclonal Anti-Anhydrase Carbonique 2 (Ca2) Pour Wb, Elisa - P00918

Numéro d'article: CM0016062



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Anhydrase Carbonique 2 (CA2) humaine. Adapté pour les applications Western blot et ELISA. Réagit avec les espèces humaine et souris. Utile pour l'étude de l'hydratation du dioxyde de carbone, de la résorption osseuse et de la régulation du pH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anhydrase Carbonique 2 (CA2) pAb de lapin
Remarques / Alias	CAC; CAlI; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282; Anhydrase Carbonique 2 (CA2)
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	760
ID du gène	760
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de l'Anhydrase Carbonique 2 (CA2) humaine (NP_000058.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P00918
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace