


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Anhydrase Carbonique 9 (Ca9/G250) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16790

Numéro d'article: CM0004582



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Anhydrase carbonique 9 (CA9/G250) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Spécifique de l'antigène tumoral humain CA9. Idéal pour la recherche sur le cancer et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Anhydrase carbonique 9 (CA9/G250)
Remarques/Alias	MN ; CAIX ; Anhydrase carbonique 9 (CA9/G250)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	768
GeneID	768
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200-300 de l'Anhydrase carbonique 9 humaine (CA9/G250) (Q16790)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q16790
Poids moléculaire de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace