


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre L'anhydrase Carbonique 9 (Ca9/G250) Pour Wb, Elisa - Q16790

Numéro d'article: CM0019438



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'anhydrase carbonique 9 (CA9/G250) humaine, adapté pour Western blot et ELISA. Reconnaît les formes de souris et de rat. Immunogène recombinant ; détecte une protéine de 50 kDa impliquée dans la régulation du pH tumoral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre l'anhydrase carbonique 9 (CA9/G250)
Remarques / Alias	MN; CAIX; Anhydrase carbonique 9 (CA9/G250)
Espèce cible	Humain
Identifiant de gène	768
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52-151 de l'anhydrase carbonique 9 (CA9/G250) humaine (NP_001207.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q16790
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sachet de glace