


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Anhydrase Carbonique 9 (Ca9/G250) Pour Wb - Q16790

Numéro d'article: CM0013952



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de l'anhydrase carbonique 9 humaine (CA9/G250, Q16790). Convient pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Immunogène constitué d'une protéine recombinante. Utile pour la recherche sur l'hypoxie tumorale et la régulation du pH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-anhydrase carbonique 9 (CA9/G250)
Remarques/Alias	MN ; CAIX ; anhydrase carbonique 9 (CA9/G250)
Espèce	Humaine
GeneID	768 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52-151 de l'anhydrase carbonique 9 humaine (CA9/G250) (NP_001207.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q16790
Poids moléculaire	50 kDa
Expédition	Sac de glace