

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre La Carboxypeptidase M (Cpm) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P14384

Numéro d'article: CM0026996



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la carboxypeptidase M (CPM) humaine. Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Adapté à l'étude de la régulation des hormones peptidiques et de la protéolyse localisée à la membrane. Réactivité croisée avec l'homme et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CPM Rabbit pAb
Remarques / Alias	CPM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1368
GeneID	1368
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 204 à 443 de la CPM humaine (NP_001005502.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P14384
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace