


Anticorps Polyclonal Anti-Car/Cxadr Pour Wb, Elisa - P78310

Numéro d'article: CM0019153



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CAR/CXADR humain, validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude des jonctions serrées, des récepteurs viraux et de la migration des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAR/CXADR Lapin pAb
Remarques/Alias	CAR; HCAR; CAR4/6; CAR/CXADR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-237 du CAR/CXADR humain (NP_001329.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78310
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace