


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Car/Cxadr Pour Wb, If/Icc, Elisa - P78310

Numéro d'article: CM0007253



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le CAR/CXADR humain, une protéine des jonctions serrées et un récepteur viral. Validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'adhésion cellulaire, la biologie épithéliale et les interactions hôte-virus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CAR/CXADR
Remarques/Alias	CAR ; HCAR ; CAR4/6 ; CAR/CXADR
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1525
Identifiant du gène	1525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-237 du CAR/CXADR humain (NP_001329.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78310
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace