

Anticorps Polyclonal Anti-Card10 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bwt7

Numéro d'article: CM0030634

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CARD10 (CARMA3, BIMP1), validé pour le western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte la CARD10 humaine, murine et de rat. Adapté aux études de la voie NF-kB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CARD10 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BIMP1 ; IMD89 ; CARMA3 ; CARD10
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	29775
GenelD	29775
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 863-1032 de la CARD10 humaine (NP_055365.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BWT7
Poids de la protéine	116 kDa
Expédition	Sac de glace