


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Card11 (Carma1) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Bxl7

Numéro d'article: CM0008341



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CARD11 (CARMA1) humain. Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA ; détecte les niveaux endogènes chez l'homme, la souris et le rat. Convient pour les études de signalisation du NF- κ B et des récepteurs des lymphocytes T/B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CARD11
Remarques/Alias	PPBL ; BENTA ; BIMP3 ; IMD11 ; CARMA1 ; IMD11A ; CARD11
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	84433
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1055 et 1154 du CARD11 humain (Q9BXL7)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BXL7
Poids moléculaire de la protéine	133 kDa
Expédition	Sac de glace