


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Card11 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxl7

Numéro d'article: CM0025565



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre CARD11 (CARMA1, protéine 11 contenant un domaine de recrutement de la caspase), adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'immunité adaptative et la signalisation NF- κ B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CARD11 pAb de lapin
Remarques / Alias	PPBL; BENTA; BIMP3; IMD11; CARMA1; IMD11A; CARD11
Espèce	Humain
GeneID	84433 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 985-1154 de la protéine CARD11 humaine (NP_115791.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BXL7
Poids de la protéine	133kDa
Expédition	Sac de glace