


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Card19 Pour Wb, Elisa - Q96Lw7

Numéro d'article: CM0015367



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CARD19 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Reconnaît la protéine CARD19 humaine et murine, une protéine interagissant avec BCL10 impliquée dans l'inhibition de NF-kappa-B. Convient pour la recherche en signalisation cellulaire et en apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CARD19
Remarques/Alias	BinCARD ; C9orf89 ; CARD19
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	84270
ID du gène	84270
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de la protéine CARD19 humaine (NP_115686.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96LW7
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace