

## Anticorps Polyclonal Anti-Card8 Pour Wb, Elisa - Q9Y2G2

Numéro d'article: CM0014217



### Introduction

pAc de lapin anti-CARD8 pour les applications WB et ELISA. Détecte la protéine 8 contenant un domaine de recrutement de la caspase humaine, un capteur clé de l'inflammasome. Convient aux études sur la pyroptose, l'immunité innée et la latence du VIH-1.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | pAc de lapin CARD8                                                                                                             |
| Remarques/Alias    | NDPP; DACAR; DAKAR; NDPP1; TUCAN; CARDINAL; CARD8                                                                              |
| Espèce             | Humain                                                                                                                         |
| GeneID (Humain)    | 22900                                                                                                                          |
| GeneID             | 22900                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de CARD8 humain (NP_001171829.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                         |
| SWISS              | Q9Y2G2                                                                                                                         |
| Poids moléculaire  | 61 kDa                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                   |