


Anticorps Polyclonal Anti-Troponine I Cardiaque (Tnni3) Pour Wb, Ip, If-P, Elisa - P19429

Numéro d'article: CM0013916



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Troponine I cardiaque humaine (TNNI3). Adapté pour le WB, l'IP, l'IF-P et l'ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le muscle cardiaque et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Troponine I cardiaque (TNNI3) pAb de lapin
Remarques/Alias	CMH7; RCM1; cTnI; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Troponine I cardiaque (TNNI3)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7137
GeneID	7137
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de la Troponine I cardiaque humaine (TNNI3) (NP_000354.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P19429
Poids moléculaire protéique	24 kDa
Expédition	Sac de glace