


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Troponine I Cardiaque (Tnni3) Pour Wb, If-P, Elisa - P19429

Numéro d'article: CM0003163



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre la Troponine I Cardiaque humaine (TNNI3), validé pour WB, IF-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche cardiaque et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Troponine I Cardiaque (TNNI3) mAb Lapin
Remarques/Alias	CMH7; RCM1; cTnl; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Troponine I Cardiaque (TNNI3)
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7137
GenelD	7137
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de la Troponine I Cardiaque humaine (TNNI3) (NP_000354.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P19429
Poids Protéique	24kDa
Expédition	Sac de glace