


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Troponine I Cardiaque (Tnni3) Pour Wb, If-P, Elisa - P19429

Numéro d'article: CM0026207



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Troponine I Cardiaque (TNNI3) validé pour WB, IF-P et ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Idéal pour la recherche sur la fonction du muscle cardiaque et les cardiomyopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Troponine I Cardiaque (TNNI3) pAc Lapin
Remarques/Alias	CMH7; RCM1; cTnl; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Troponine I Cardiaque (TNNI3)
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7137
ID de Gène	7137
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de la Troponine I Cardiaque humaine (TNNI3) (NP_000354.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P19429
Poids Protéique	24kDa
Expédition	Sac de glace