

Anticorps Polyclonal Anti-Troponine T Cardiaque Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45379

Numéro d'article: CM0012844



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la troponine T cardiaque humaine (TNNT2), validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA ; réagit également avec les protéines de souris et de rat ; poids moléculaire de la protéine : 31-36 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Troponine T cardiaque (TNNT2), anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	CMH2 ; RCM3 ; TnTC ; cTnT ; CMD1D ; CMPD2 ; LVNC6 ; Troponine T cardiaque (TNNT2)
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7139
ID du gène	7139
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de la troponine T cardiaque humaine (troponine T cardiaque (TNNT2)) (NP_001001431.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P45379
Poids moléculaire de la protéine	31-36 kDa
Expédition	Sac réfrigérant