

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Troponine T Cardiaque (Tnnt2) Pour If-P, Ihc-P, Elisa - P45379

Numéro d'article: CM0005231



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la troponine T cardiaque humaine (TNNT2), validé pour IF-P, IHC-P, ELISA. Détecte l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche cardiaque et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | Anticorps monoclonal de lapin anti-troponine T cardiaque (TNNT2)                  |
| Remarques/Alias                  | CMH2 ; RCM3 ; TnTC ; cTnT ; CMD1D ; CMPD2 ; LVNC6 ; Troponine T cardiaque (TNNT2) |
| Espèce                           | Humain                                                                            |
| Identifiant du gène (Humain)     | 7139                                                                              |
| Identifiant du gène              | 7139                                                                              |
| Immunogène                       | Peptide synthétique                                                               |
| Source                           | Lapin                                                                             |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                             |
| Application                      | IF-P, IHC-P, ELISA                                                                |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                               |
| SWISS                            | P45379                                                                            |
| Poids moléculaire de la protéine | 31-36 kDa                                                                         |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                      |