

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Troponine T Cardiaque/Tnnt2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45379

Numéro d'article: CM0011557



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la troponine T cardiaque humaine (TNNT2), validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Troponine T Cardiaque/TNNT2 mAc Lapin
Remarques/Alias	CMH2, RCM3, TnTC, cTnT, IVD1D, CMPD2, LVNC6
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7139
ID de Gène	7139
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-288 de la cTnT humaine (NP_001001430.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45379
Poids Protéique	31-36 kDa
Expédition	Sac de glace