

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cars (Cystéinyl-Trna Synthétase) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49589

Numéro d'article: CM0003291

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la CARS humaine (cystéinyl-tRNA synthétase). Validé en WB, IHC-P et ELISA ; réactivité croisée avec le rat. Idéal pour l'étude de la synthèse protéique et de la biologie des aminoacyl-tRNA synthétases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CARS
Remarques/Alias	CARS ; MDBH ; CYSRS ; MCDDBH ; MGC:11246
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	833
GeneID	833
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 650-748 de la CARS humaine (P49589).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P49589
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Pain de glace