

Anticorps Polyclonal Anti-Cars (Lapin) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P49589

Numéro d'article: CM0029807

Introduction

Le pAc Lapin CARS est un anticorps polyclonal pour les applications WB, IF/ICC, ELISA. Il détecte le CARS humain et de souris, une cystéine--tRNA ligase cytoplasmique de 85kDa essentielle pour la biosynthèse des protéines. Idéal pour la recherche sur la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CARS pAc Lapin
Remarques/Alias	CARS; MDBH; CYSRS; MCDDDBH; MGC:11246
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	833
ID de Gène	833
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 469-748 du CARS humain (NP_001742.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P49589
Poids Protéique	85kDa
Expédition	Sac de glace