

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cart Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16568

Numéro d'article: CM0028218



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine CART (transcript régulé par la cocaïne et les amphétamines) humaine. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur l'obésité, l'alimentation et les neuropeptides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CART Lapin pAb
Remarques/Alias	CART
Espèce	Humain
ID de gène	9607
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 du CART humain (NP_004282.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q16568
Poids moléculaire	13kDa
Expédition	Sac de glace