

Anticorps Polyclonal Anti-Cartpt Pour Ihc-P, Elisa - Q16568

Numéro d'article: CM0021328



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine CARTPT (CART) humaine pour les applications IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Poids de la protéine cible : 13 kDa. SWISS : Q16568.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CARTPT Rabbit pAb
Remarques / Alias	CART ; CARTPT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9607
GeneID	9607
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine CARTPT humaine (NP_004282.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16568
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sachet de glace