


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cas9 Pour Wb, Elisa - Q99Zw2

Numéro d'article: CM0004241



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre Cas9 (SpCas9) validé pour WB et ELISA. L'immunogène couvre les aa 450-730 de Cas9 de *S. pyogenes*. Réactivité croisée prédite avec l'humain et d'autres espèces. Idéal pour la recherche CRISPR et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cas9 mAb Lapin
Remarques/Alias	CAS9; Cas9
Espèce	Staphylococcus aureus
GeneID (Humain)	CAS9
GeneID	901176
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-730 de Cas9 m1 de streptococcus pyogenes. (NP_269215.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Autre (Large gamme prédite)
SWISS	Q99ZW2
Poids moléculaire	158kDa
Expédition	Sac de glace