


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cas9 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99Zw2

Numéro d'article: CM0010898



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Cas9 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît la protéine Cas9 de *Streptococcus pyogenes* (Q99ZW2), avec une réactivité croisée prédite chez l'humain et d'autres espèces. Idéal pour la recherche sur CRISPR et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb Cas9 de lapin
Remarques/Alias	CAS9
Espèce	<i>Streptococcus pyogenes</i>
GeneID	901176
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-730 de M1 GAS CAS9 de <i>Streptococcus pyogenes</i> (NP_269215.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, autres espèces (large spectre prédit)
SWISS	Q99ZW2
Poids moléculaire	158 kDa
Expédition	Sac réfrigérant